

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Anneaux Lumineux Schott KL, 40 mm de Dia.

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#72-164** **1 In Stock**

-

1

+

€1.050⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.050,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
157.04	Numéro de Modèle:
Brightfield Ring Light	Type:
Compatible with objective dia. of 40mm	Remarque:
SCHOTT	Fabricant:

Ring Light

KL 1600 and 2500

Diamètre Interne (mm):

40

Longueur (mm):

1,000.00

Diamètre Externe (mm):

64

Distance de Travail (mm):

25 - 300

Certificate of Conformance:

Visionner

- Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
- Gradation continue de 0 à 100%
- Différentes options de guides de lumière disponibles
- Idéales pour les microscopes stéréo

Les Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT sont des sources de lumière froide à LED qui produisent une lumière intense, mais sans chaleur, pour les applications de microscopie. La combinaison du rendement lumineux efficace du moteur de lumière avec différentes géométries de guides de lumière permet d'obtenir des intensités nettement plus élevées que la lumière directe des LED. Deux modèles de sources lumineuses sont disponibles, le KL 1600 qui offre une intensité maximale de 680 lumens et le KL 2500 qui offre une intensité maximale de 1100 lumens avec une option de gradation extra-fine. Les Sources de Lumière à Fibre Optique KL SCHOTT sont ergonomiques et de faible encombrement, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans les laboratoires compacts. La qualité de lumière uniforme de la série KL est idéale pour les applications de stéréomicroscopie biologique, géologique et pathologique.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément.

[illegible]