

[Afficher tous les 70 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Ensemble de Cube Filtre pour Fluorophore TRITC - Olympus



Olympus Filter Cube #86-833



Stock

#67-007-OLY

CONTACT

-

1

+

€1.350⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.350,00 prix unitaire
Qté 10+	€1.215,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fluorescence Filter Kit

Type:

TRITC

Fluorophore Compatible:

Filtre d'Excitation:

[#67-032](#)

#67-034	Filtre d'Emission:
#67-082	Filtre Dichroïque:
Olympus	Compatible Microscope Brand:

Propriétés optiques

Fused Silica (Coming 7980)	Substrat: □
Hard Coated	Traitement:
532 - 554	Bande d'Excitation (nm):
570 - 613	Bande d'Émission (nm):
562.00	Coupure Dichroïque (nm):
532 - 613	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

• Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
• Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
• Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
• **Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC®** Non Montés Egalement Disponibles
Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un **Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC®** et de deux **Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®** qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des **Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC®** non montés sont également disponibles.

Produit fait à la commande: Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à **nous contacter** pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.